

	HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA Subdepartamento Equipamiento Clínico							
REPORTE TECNICO					Carpeta N°	177		
MANTENCION VENTILADORES MECANICOS								
TIPO DE MANTENCION:		PREVENTIVA		Si no corresponde por tipo de equipo, se debe indicar N/A (no aplica)				
Servicio:		UPC Pediátrica			N° Serie:	YH830-V24C35011		
Equipo:		Ventilador Mecánico			N° Inventario:	2-134627		
Marca:		Yuwell		Modelo:	YH-830			
Lista de chequeo								
Items:		Estado			OBSERVACIONES			
Calibraciones		Pasa	Falla	N/A				
Parámetros biomédicos: presión, flujo y volumen								
Verificación FIO2								
Pruebas de seguridad		Pasa	Falla	N/A				
Estado batería								
Estado seguridad eléctrica								
Verificar alarmas acustica y luminosa								
Verificar hermeticidad interna del equipo								
Pruebas de funcionalidad óptimas		Pasa	Falla	N/A				
Auto chequeo								
Actividades de mantenimiento preventivo								
Actividad		Realizado	N/A	OBSERVACIONES				
Verificación historial de errores								
Limpieza general del equipo								
Verificación versión del software								
Verificación estado de filtro de aire exterior								
Verificación estado de filtro de oxígeno								
	Estado final del equipo	Equipo operativo						
		Equipo fuera de servicio						
Nombre Empresa Convenio/Nombre y Firma Técnico Ejecutor		Nombre y Firma Técnico de Subdepartamento Equipamiento Clínico		Nombre y Firma Jefe Subdepartamento Equipamiento Clínico		Nombre y Firma V°B° Profesional Servicio Clínico		

	HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA Subdepartamento Equipamiento Clínico					
REPORTE TECNICO				Carpeta N°	19	
MANTENCION MAQUINAS DE ANESTESIA						
TIPO DE MANTENCION:		PREVENTIVA	Si no corresponde por tipo de equipo, se debe indicar N/A (no aplica)			
Servicio:	Imagenología			N° Serie:	AMTK00245	
Equipo:	Máquina de Anestesia			N° Inventario:	2-024253	
Marca:	Datex Ohmeda		Modelo:	Aestiva/5 MRI		
Fecha:						
Lista de chequeo						
Items:		Estado		OBSERVACIONES		
Calibraciones		Pasa	Falla	N/A		
Parámetros biomédicos: presión, flujo y volumen						
Verificación FIO2						
Pruebas de seguridad		Pasa	Falla	N/A		
Estado batería						
Estado seguridad eléctrica						
Verificar alarmas acústica y luminosa						
Verificar hermeticidad interna del equipo						
Pruebas de funcionalidad óptimas		Pasa	Falla	N/A		
Auto chequeo						
Actividades de mantenimiento preventivo						
Actividad		Realizado	N/A	OBSERVACIONES		
Verificación historial de errores						
Verificación cilindros de respaldo						
Limpieza general del equipo						
Verificación versión del software						
Verificación estado de filtro de aire exterior						
Verificación estado de filtro de oxígeno						
Verificación estado de filtro de óxido nitroso						
Nombre Empresa Convenio/Nombre y Firma Técnico Ejecutor	Estado final del equipo	Equipo Operativo				
		Equipo Fuera de Servicio				
	Nombre y Firma Técnico de Subdepartamento Equipamiento Clínico		Nombre y Firma Jefe Subdepartamento Equipamiento Clínico		Nombre y Firma V°B° Profesional Servicio Clínico	

 Gobierno de Chile		HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA Subdepartamento Equipamiento Clínico					
REPORTE TECNICO							
MANTENCION MONITORES MULTIPARAMETROS						Carpeta N°	537
TIPO MANTENCION:	PREVENTIVA		Servicio:	Hemato Oncología Adulto			
			Marca:	Nihon Kohden			
Modelo:	PVM-4763K			N° Inven	2-121692		
N° de Serie:	2731			Fecha:			
Lista de chequeo							
Items:		Estado			OBSERVACIONES		
Inspección física		Pasa	Falla	N/A			
Estado carcasa							
Estado manillas y seguros							
Estado cable alimentación/fuente de poder externa							
Estado pantalla							
Estado teclado							
Revisión general y accesorios		Pasa	Falla	N/A			
Revisión cables ECG, e interface							
Revisión sensor SPO2, e interface							
Revisión Manguito de PNI							
Estado batería							
Revisión de funcionamiento		Pasa	Falla	N/A			
Equipo realiza secuencia de encendido							
Verificar hora y fecha							
Verificar alarmas luminosa y sonora							
Equipo muestra correctamente curva ECG							
Equipo muestra correctamente curva SPO2							
Control de parámetros con simulador ECG				Seguridad eléctrica			
Valor programado	Pasa	Falla	N/A	Variable	Pasa	Falla	N/A
60 BPM $\pm$ 3%				Corriente de fuga a chasis $\leq$ 500uA			
120 BPM $\pm$ 5%				Corriente de fuga a tierra $\leq$ 500uA			
180 BPM $\pm$ 5%				Resistencia a tierra $\leq$ 0,5 Ω			
Control de parámetros con simulador SPO2				Control de parámetros PNI			
Valor programado	Pasa	Falla	N/A	Variable	Pasa	Falla	N/A
90% O2 $\pm$ 2%				120/80 $\pm$ 5 35/15 $\pm$ 3 (Neonatal)			
95% O2 $\pm$ 2%				150/100 $\pm$ 5 70/40 $\pm$ 3 (Neonatal)			
100% O2 $\pm$ 5%				200/150 $\pm$ 5			
Actividades de mantenimiento preventivo				Estado final del equipo			
Actividad	Realizado					SI	NO
Limpieza general del equipo				Equipo operativo			
Prueba final de funcionamiento							
Nombre y Firma Técnico Ejecutor		Nombre y Firma Jefe Subdepartamento Equipamiento Clínico			Nombre y Firma V°B° Profesional Servicio Clínico		

		HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA Subdepartamento Equipamiento Clínico					
REPORTE TECNICO							
MANTENCION OXIMETROS DE PULSO						Carpeta N° 330	
TIPO MANTENCION:		PREVENTIVA		Servicio:		Neonatología	
				Marca:		Masimo	
Modelo:		R7		N° Inventario:		2-110796	
N° de Serie:		225507		Fecha:			
Lista de chequeo							
Items:		Estado			OBSERVACIONES		
		Pasa	Falla	N/A			
Inspección física							
Estado carcasa							
Estado manillas y seguros							
Estado cable alimentación							
Estado pantalla							
Revisión teclado							
Revisión general y accesorios		Pasa	Falla	N/A			
Revisión sensor SPO2, e interface							
Revisión alarmas visuales y audibles							
Estado batería							
Revisión de funcionamiento		Pasa	Falla	N/A			
Equipo realiza secuencia de encendido							
Equipo realiza secuencia de prueba							
Verificar hora y fecha							
Verificar alarmas luminosa y sonora							
Equipo muestra correctamente valor SPO2							
Control de parámetros con simulador SPO2				Seguridad eléctrica			
Valor programado	Pasa	Falla	N/A	Variable	Pasa	Falla	N/A
90% O2 ± 2%				Corriente de fuga a chasis ≤ 500uA			
95% O2 ± 2%				Corriente de fuga a tierra ≤ 500uA			
99% O2 ± 2%				Resistencia a tierra ≤ 0,5Ω			
Actividades de mantenimiento preventivo				Estado final del equipo			
Actividad	Realizado					SI	NO
Limpieza general del equipo				Equipo operativo			
Prueba final de funcionamiento							
Nombre y Firma Tecnico Ejecutor		Nombre y Firma Jefe Subdepartamento Equipamiento Clínico			Nombre y Firma V°B° Profesional Servicio Clínico		



HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
Subdepartamento Equipamiento Clínico



REPORTE TECNICO

Carpeta

85

MANTENCION DESFIBRILADORES

TIPO DE MANTENCION:

PREVENTIVA

Si no corresponde por tipo de equipo, se debe indicar N/A (no aplica)

Servicio: UPC 3er Piso

N° Inventario: 2-120768

Equipo: Desfibrilador

N° Serie 03249

Marca: Nihon Kohden

Modelo: TEC 5531E

Fecha

Lista de chequeo

Items:	Estado			OBSERVACIONES
	Pasa	Falla	N/A	
Inspección física				
Estado carcasa				
Estado manillas y seguros				
Estado cable alimentación				
Estado de pantalla				
Estado teclado				
Revisión general y accesorios	Pasa	Falla	N/A	
Revisión de paletas externas				
Revisión energía de prueba, carga < 15 seg.				
Revisión cables ECG				
Revisión sensor SPO2 (opcional)				
Revisión energía descarga con simulador				
Estado batería				
Revisión de funcionamiento	Pasa	Falla	N/A	
Equipo realiza secuencia de encendido				
Equipo realiza secuencia de prueba				
Verificar hora y fecha				
Todas las alarmas funcionan				
Equipo muestra correctamente curva ECG				
Equipo muestra correctamente curva SPO2 (opcional)				
Control de parámetros con simulador ECG			Seguridad eléctrica	
Valor programado	Pasa I Falla		Variable	Pasa I Falla
60 BPM $\pm$ 5%	I		Corriente de fuga a chasis $\leq$ 500uA	I
120 BPM $\pm$ 5%	I		Corriente de fuga a tierra $\leq$ 500uA	I
180 BPM $\pm$ 5%	I		Resistencia a tierra $\leq$ 0,5 Ω	I

Actividades de mantenimiento preventivo

Estado final del equipo

Actividad	Realizado	Equipo operativo	
Limpieza general del equipo		SI	NO
Prueba final de funcionamiento			

Nombre y Firma Técnico Ejecutor

Nombre y Firma Jefe Subdepartamento
Equipamiento Clínico

Nombre y Firma V°B° Profesional
Servicio Clínico



HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
Subdepartamento Equipamiento Clínico



REPORTE TECNICO

Carpeta

92

TIPO DE MANTENCION:

PREVENTIVA

Si no corresponde por tipo de equipo, se debe indicar N/A
(no aplica)

Ubicación

Gestión de Pacientes

N° Inventario:

2-121624

Equipo:

DEA

N° Serie

X21A332744

Marca:

Zoll

Modelo:

AEDPLUS

Fecha

Mensual

Pasa

Falla

N/A

Observaciones

Comprobar el estado de la unidad y sus accesorios
(indemnidad)

Cambio de parches

Inspección funcionamiento de carga

Cables de poder

Funcionalidad de la pantalla

Comprobar que el Indicador de Estado señale que el equipo
está operativo

Estado final del equipo

Equipo operativo

Equipo fuera de servicio

Nombre y Firma Técnico Ejecutor

Nombre y Firma Jefe Subdepartamento
Equipamiento Clínico

 Gobierno de Chile		HOSPITAL DR. HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA Subdepartamento Equipamiento Clínico					
REPORTE TECNICO							
MANTENCION INCUBADORAS				Carpeta N°	41		
TIPO MANTENCION REALIZADA:		PREVENTIVA		Servicio: Neonatología			
Modelo: CALEO				Marca: DRAGER			
N° de Serie: ASJL-0013				N° Inventario: 2-115786			
				Fecha:			
Lista de chequeo semestral							
Items:		Estado			Observaciones		
		Pasa	Falla	N/A			
Grupo Motor (actividad semestral):							
Estado cable de poder, enchufe y aislación							
Estado interruptor de poder							
Estado modulo de control							
Estado sensor de aire y piel							
Estado calefactor							
Limpieza grupo motor							
Cambio microfiltro de aire							
Estado celdas de O2							
Cuerpo:		Pasa	Falla	N/A			
Estado estructura							
Estado colchoneta							
Estado balanza							
Estado bandeja principal							
Estado estanque de humedad							
Estado filtro limitador de oxigeno							
Estado seguro de cúpula							
Estado de las ruedas							
Estado porta suero							
Cúpula:		Pasa	Falla	N/A			
Estado puertas							
Estado pestillo							
Estado pared							
Control de parámetros:		Seguridad eléctrica:					
Variable	Pasa	Falla	N/A	Variable	Pasa	Falla	
T1-T3 Convección ± 2%				Corriente de fuga a chasis ≤ 500uA			
T2 Radiante ± 2%				Resistencia a tierra ≤ 0,5Ω			
T4 Conducción ± 2%				Corriente fuga a tierra ≤ 500uA			
Humedad relativa				Prueba final de funcionamiento			
Nivel de ruido < 65 dB				Equipo Operativo	SI	NO	
Flujo de aire < 0,25 m/seg							
Nombre Empresa Convenio/Nombre y Firma Técnico Ejecutor		Nombre y Firma Técnico de Subdepartamento Equipamiento Clínico		Nombre y Firma Jefe Subdepartamento Equipamiento Clínico		Nombre y Firma V°B° Profesional Servicio Clínico	

 Gobierno de Chile		HOSPITAL DR. HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA Subdepartamento Equipamiento Clínico			
REPORTE TECNICO					
MANTENCION INCUBADORAS				Carpeta N°	41
TIPO MANTENCION REALIZADA:		PREVENTIVA		Servicio: Neonatología	
Modelo: CALEO				Marca: DRAGER	
N° de Serie: ASJL-0013				N° Inventario: 2-115786	
				Fecha:	
Lista de chequeo trimestral					
Actividades:		Realizado		Observaciones	
		SI	NO		
Limpieza grupo motor					
Cambio microfiltro de aire					
Verificar estado de ruedas					
Prueba final de funcionamiento					
Estado final del equipo					
Equipo Operativo				SI	NO
Nombre y Firma Técnico de Subdepartamento Equipamiento Clínico		Nombre y Firma Jefe Subdepartamento Equipamiento Clínico		Nombre y Firma V°B° Profesional Servicio Clínico	

		HOSPITAL DOCTOR HERNÁN HENRIQUEZ ARAVENA Subdepartamento de Equipamiento Clínico				
REPORTE TECNICO					Carpeta N°	
MANTENCION MAQUINA DE DIALISIS					8	
TIPO DE MANTENCION:		PREVENTIVA		Si no corresponde por tipo de equipo, se debe indicar N/A (no aplica)		
Servicio:		UPC Adulto			N° Serie:	
Equipo:		Máquina Diálisis			N° Inventario:	
Marca:		Fresenius		Modelo:		
				4008B(s)		
				Fecha:		
Lista de chequeo						
Items:		Estado			OBSERVACIONES	
Pruebas de seguridad		Pasa Falla N/A				
Estado Mecánico y Físico						
Prueba de Seguridad Eléctricas						
Alarmas Acústica y Luminosa						
Hermeticidad						
Pruebas hidráulicas		Pasa Falla N/A				
Presiones de entrada agua (según periodicidad)						
Presión de carga (según periodicidad)						
Presión negativa (según periodicidad)						
Presión de cámara de balance a 800 ml/m (según periodicidad)						
Control de flujo de liquido de diálisis (según periodicidad)						
Presión del líquido de diálisis (según periodicidad)						
Sistemas de ultra filtración y Bombas de Membrana		Pasa Falla N/A				
bomba 60 carreras 60 ml ± 0,5 ml (según periodicidad)						
Volumenes medios de cámara de balance (según periodicidad)						
Comprobar volumen de bomba de concentrado (según periodicidad)						
Comprobar volumen de bomba de bicarbonato (según periodicidad)						
Funcionamiento en modo de Diálisis		Pasa Falla N/A				
Temperatura 37 ° C ± 0,5 ° C (según periodicidad)						
Conductividad según valor de refencia en mS/cm (según periodicidad)						
Actividades de mantenimiento preventivo						
Actividad		Realizado		N/A		OBSERVACIONES
Limpieza de filtros aire						
Limpieza general de la estructura						
Limpieza interna						
Cambio de tubos contaminados o deteriorados						
Revisión de filtro de entrada de agua						
Estado final del equipo (marcar con X)		Equipo Operativo				
		Equipo Fuera de Servicio				
Nombre Empresa Convenio/Nombre y Firma Técnico Ejecutor		Nombre y Firma Técnico Subdepartamento de Equipamiento Clínico		Nombre y Firma Jefe Subdepartamento de Equipamiento Clínico		